

BỒN RỬA TAY TIẾT TRÙNG (2 VÒI)



❖ **Model: TTS-WASH-02**

❖ **Nsx: Việt Nam**

❖ **Thông số kỹ thuật:**

- Vật liệu chế tạo: inox 304 ngoại nhập
- Kích thước ngoài: (W x L x H): 670 x 1400 x 1,400 mm
- Kiểu dáng trang nhã, dốc nghiêng, liền khối (không mối hàn), thuận tiện khi bác sĩ rửa tay hoặc khi vệ sinh bồn.