

CÂN CƠ OHAUS-1550SD, 2000g/0.1



❖ **Model: 1550SD**

❖ **Hãng sản xuất: OHAUS/Mỹ**

❖ **Đặc điểm thiết kế:**

- Đặc điểm của Triple Beam: thanh beam hiển thị hình chữ V, xếp theo lớp dễ đọc, góc nghiêng cân bằng thuận tiện đọc các kết quả lặp, và cân dễ dàng điều chỉnh về mức 0
- Đặc điểm của Harvard Trip: 2 đĩa cân thuận tiện cân đối trọng, trọng lượng trượt để dễ dàng cân.
- Đặc điểm chung bao gồm: môi trường từ trường để tăng tốc độ cân, lồng cân động vật tùy chọn, đĩa có chân, cân đối trọng

❖ **THÔNG SỐ KỸ THUẬT:**

- Khoảng cân: 2000g
- Khả năng đọc: 0.1g
- Quả chuẩn:
 - * Cán trên: 10gx0.1g
 - * Cán dưới: 200gx10g
- Đĩa cân (thép ko gỉ) Ø15.2cm
- Khoảng cân bì: 225g
 - Bảo hành : 12 tháng