

CÂN ĐIỆN TỬ PHÂN TÍCH OHAUS-PA4101



❖ **Model: PA4101**

❖ **Hãng sản xuất: Ohaus/Mỹ**

❖ **Đặc điểm thiết kế**

- Giải pháp kinh tế trong các ứng dụng
- Màn hình hiển thị tinh thể lỏng, rộng, thuận tiện cài đặt và sử dụng
- Cổng RS 232 chuyển dữ liệu ra máy in, máy tính
- Có 16 đơn vị cân có thể lựa chọn cộng thêm cân đếm
- Cân kiểm tra trọng lượng thiếu để xác định số lượng đơn giản

❖ **Thông số kỹ thuật**

- Khả năng cân tối đa: 4100g
- Độ chính xác: 10-2g
- Độ lặp lại: 0.01g
- Độ tuyến tính: $\pm 0.01g$
- Đơn vị cân: gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, cara, penni, Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài loan
- Nguồn điện: 100-120 VAC, 220-240VAC, 50/60Hz
- Thời gian ổn định: 3giây
- Chuẩn cân: chuẩn ngoài bằng quả cân chuẩn cấp chính xác F1
- Kích thước đĩa cân: $\varnothing 18cm$
- Kích thước tổng thể: 19.6x9.2x32cm
- Khối lượng cân: 3.3kg

❖ **Cung cấp bao gồm**

- Adapter
- Sách hướng dẫn sử dụng.