

CÂN ĐIỆN TỬ KỸ THUẬT OHAUS SPS6000



❖ **Model: SPS6000**

❖ **Hãng sản xuất: Ohaus-Mỹ**

❖ **Đặc điểm thiết kế**

- Hiệu quả sử dụng cao, có thể mang đi được
- Có nhiều đơn vị cân bao gồm: gam, kg, pound, ounces, lạng, hiển thị ounce, T ounce, và penni
- Nhiều chức năng ứng dụng như: cân đếm, cân %, cân tổng, và giữ hiển thị
- Dễ dàng sử dụng, màn hình LCD, có hai phím chức năng thuận tiện thao tác.
- Vệ sinh đơn giản, bàn cân bằng thép không gỉ, đĩa cân có vòng tránh trượt vật cân

❖ **Thông số kỹ thuật**

- Khả năng cân tối đa: 6000(g)
- Độ chính xác: 0.1g
- Khả năng cân x khả năng đọc: 6000x0.1g
- Độ tuyến tính: $\pm 0.1g$
- Ứng dụng: Cân đếm tính trung bình khối lượng, cân %, cân tổng, giữ hiển thị giá trị cân.
- Trừ bì: có chức năng trừ bì
- Thời gian ổn định: 3 giây
- Nhiệt độ môi trường làm việc: 10-400 °C
- Nguồn điện: dùng bộ đổi nguồn AC (theo cân) hoặc dùng pin AA (không theo cân)
- Kiểu chuẩn: hiển thị trực năng chuẩn cân và chuẩn cân từ bàn phím
- Màn hình hiển thị: LCD, có độ phân giải cao
- Đường kính đĩa cân: 16.5x14.2cm
- Kích thước cân: 19.2x5.4x21mm
- Trọng lượng: 0.8kg

❖ **Cung cấp bao gồm**

- Cân chính SPS 6000
- Adapter nguồn
- Sách hướng dẫn sử dụng

