

Cân điện tử phân tích OHAUS DV215CD, 210g/0.00001g



❖ **Model: DV215CD**

❖ **Hãng sản xuất: OHAUS/ Mỹ**

❖ **THÔNG SỐ KỸ THUẬT:**

- Cân 2 khoảng cân tự động chuyển khi khối lượng cân vượt.
- Khối lượng cân: 81g độ chính xác 0.01mg/ 210g độ chính xác 0.1mg
- Khả năng cân tối đa: 81 g độ chính xác 0.01mg
- Độ lặp lại: 0.01mg
- Độ tuyến tính: $\pm 0.03\text{mg}$
- Đơn vị cân: mg, g, Carat, Ounce, Ounce troy, Grain, Momme, Tael, ...
- Ứng dụng cân: cân khối lượng, cân đếm, cân %, cân xác định tỷ trọng, cân chuẩn pipet
- Cổng kết nối RS 232 với phần mềm Smartex TM cho phép kết nối trực tiếp với máy tính để in kết quả cân theo GLP/GMP
- Đĩa cân dễ dàng vệ sinh
- Thời gian ổn định từ: 5-12giây
- Độ trôi theo sự thay đổi của nhiệt độ môi trường: 10-300 °C: $\pm 2\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$
- Khoảng nhiệt độ môi trường hoạt động: 10-400 °C
- Chuẩn cân: chuẩn trong tự động hoàn toàn
- Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
- Màn hình hiển thị: LCD 2 dòng/ 10x2.5cm
- Kích thước đĩa cân: 9cm
- Kích thước cân bao gồm cả lồng cân WxHxD: 200x30x45.7cm.
- Trọng lượng cân: 10.2kg