

CÂN SẤY ẨM-MB23,110g/0.01



❖ **Model: MB23**

❖ **Hãng sản xuất: OHAUS/Mỹ**

❖ **THÔNG SỐ KỸ THUẬT:**

- Trọng lượng mẫu sấy lớn nhất: 110g
- Độ chính xác: 0.01g/0.1% độ ẩm
- Độ lặp lại (Std, Dev): 0.3% (3g mẫu); 0.2% (đối với 10g mẫu)
- Nguồn ra nhiệt loại: tia hồng ngoại không có kính
- Hiển thị: % độ ẩm hoặc % khối lượng, thời gian, nhiệt độ, trọng lượng.
- Nhiệt độ sấy: 50 đến 160 °C/ độ tăng 5 °C
- Điện sử dụng: 220V/50Hz

❖ **Cung cấp bao gồm:** giá đỡ đĩa cân, hộp đĩa cân sấy ẩm gồm 50chiếc, sách hướng dẫn sử dụng.

- Bảo hành : 12 tháng