

CÂN SẤY ẨM OHAUS-MB25,110g/ 0.005

❖ Model: MB25

❖ Hãng sản xuất: OHAUS/ Mỹ

❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Trọng lượng mẫu sấy lớn nhất: 110g
- Độ chính xác: 0.005g/0.05% độ ẩm
- Độ lặp lại (Std, Dev): 0.2% (3g mẫu); 0.05% (đối với 10g mẫu)
- Nguồn ra nhiệt loại: đèn halogen
- Hiển thị: % độ ẩm, thời gian, nhiệt độ, trọng lượng.
- Nhiệt độ sấy: 50 đến 160 °C / độ tăng 5 °C
- Điện sử dụng: 220V/50Hz
- Bảo hành : 12 tháng

