

CÂN SẤY ẨM OHAUS-MB45,45g/0.001



❖ **Model: MB45**

❖ **Hãng sản xuất: OHAUS/Mỹ**

❖ **THÔNG SỐ KỸ THUẬT:**

- Khả năng cân : 45g
- Độ đọc được : 0.001g
- Độ chính xác : 0.05% (3g mẫu) và 0.015% (10g mẫu)
- Thang độ ẩm : 0 – 100%, Độ đọc được : 0.01%
- Thang nhiệt độ : 50 – 200 độ C , Độ đọc 1 độ C
- Thang thời gian : 0.1 – 120phút, Độ đọc 0.1 phút
- Điều khiển nhiệt chính xác đến 1 độ C ở thang nhiệt đến 200 độ C.
- Thời gian gia nhiệt từ 50 độ C – 180 độ C nhỏ hơn 1 phút
- Lưu trữ và gọi lại 50 chương trình sấy khô. Sau khi lập trình sẽ dễ dàng gọi lại và bắt đầu thử. Thử nghiệm đơn giản để tìm kết quả tốt nhất.
- Bốn chế độ sấy khô : Nhanh (Fast), Chế độ chuẩn (Standard), Điều khiển nhiệt theo thời gian (Ramp) và Từng bước nhiệt (Step)
- Nguồn điện : 230V, 50Hz
 - Bảo hành : 12 tháng