

# TỦ CẤY VI SINH THỞI NGANG

## Model: TTS-H1300

- **Thiết bị đạt tiêu chuẩn Mỹ, Class 100**
- Thiết kế bộ điều khiển bằng vi xử lý cho tốc độ quạt, đèn.
- Hiển thị tốc độ quạt thổi bằng LED.
- Ổ cắm điện có nắp che gắn bên trong tủ thích hợp cho việc dùng chung các thiết bị khác như: bộ tiệt trùng, kính hiển vi ...
- Mặt bàn làm việc bằng inox.
- Bộ lọc tinh HEPA có kích thước 0,3um với hệ số lọc không khí cao 99,999%.
- Bộ lọc thô thiết kế dễ dàng vệ sinh hoặc thay thế
- Lưới điều khí làm ổn định và đều khí trong buồng cấy
- Độ ồn < 62dB - Tốc độ khí thổi từ 0,3 – 0,5 m/s.
- Cường độ ánh sáng trong buồng làm việc > 400 lux.
- Tủ bao gồm: 01 đèn chiếu sáng, 01 đèn UV.
- Kích thước ngoài tủ: 1350 x 800 x 1420 (mm)
- Kích thước bàn làm việc :Dài 1300 x Rộng 500 mm
- Nguồn điện: 220V – 50Hz - Công suất điện: 0,3 Kw.



<b>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</b>	<b>TTS-H1300 (HAI NGƯỜI)</b>
Kích thước ngoài	(Dài x Rộng x Cao) 1350x800x1420mm
Kích thước vùng làm việc	(Dài x Rộng x Cao) 130x500x600mm
Hệ số lọc	>99.99% (cho bụi 0,3 $\mu$ m)
Lưu tốc dòng khí	0,3 – 0,5m/s
Độ ồn	<60dB(A)
Độ rung	XYZ <2 $\mu$ m
Nguồn điện	220V-50Hz
Công suất	300W
Đèn UV	30Wx1
Đèn chiếu sáng	20Wx1

*\* Bộ điều khiển bằng vi xử lý \* Mặt bàn làm việc bằng inox*

*Bảo hành một năm thay thế*

---

**CÔNG TY TNHH KHKT THIÊN TRƯỜNG**

62/17 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3  
Web site: [www.thientruong-lab.com.vn](http://www.thientruong-lab.com.vn)

ĐT: 08.62867254 Fax: 08.37261283  
E-mail: [info@thientruong-lab.com.vn](mailto:info@thientruong-lab.com.vn)