

# TỦ CÂY VI SINH THỜI NGANG MỘT NGƯỜI SỬ DỤNG Model: TTS-H600

- **Thiết bị đạt tiêu chuẩn Mỹ, Class 100**
- Thiết kế bộ điều khiển bằng vi xử lý cho tốc độ quạt, đèn.
- Hiển thị tốc độ quạt thổi bằng LED.
- Mặt bàn làm việc bằng inox.
- Bộ lọc tinh HEPA có kích thước 0,3um với hệ số lọc không khí cao 99,999%.
- Bộ lọc thô thiết kế dễ dàng vệ sinh hoặc thay thế
- Lưới điều khí làm ổn định và đều khí trong buồng cấy
- Độ ồn < 60dB
- Tốc độ khí thổi từ 0,3 – 0,45 m/s.
- Đèn chiếu sáng 8W.
- Kích thước ngoài tủ: Dài 650 x Rộng 700 x Cao 625 (mm).
- Kích thước bàn làm việc :Dài 600 x Rộng 400 x Cao 535 mm
- Nguồn điện: 220V – 50Hz - Công suất điện: 400W.



---

## CÔNG TY TNHH KHKT THIÊN TRƯỜNG

62/17 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3  
Web site: [www.thientruong-lab.com.vn](http://www.thientruong-lab.com.vn)

ĐT: 028.62867254 Fax: 08.37273373  
E-mail: [info@thientruong-lab.com.vn](mailto:info@thientruong-lab.com.vn)