

LÒ NUNG LENTON UAF 18/27E

❖ **Model: UAF 18/27E**

❖ **Nsx: Đài Loan**

❖ **Tính năng kỹ thuật:**

- Model UAF 18 có nhiệt độ hoạt động tối đa 1800⁰C
- Điện trở bằng silicon carbit phát xạ nhiệt trực tiếp vào mẫu, tạo ra sự gia nhiệt và làm mát nhanh.
- Cửa được cách điện và mở về phía trên để cô lập sức nóng ra khỏi người sử dụng. Một công tắc cửa cô lập nguồn điện khỏi điện trở gia nhiệt bất cứ khi nào cửa được mở để bảo đảm an toàn tối đa cho người sử dụng. Việc sử dụng cấu trúc hai lớp vỏ cho phép đối lưu không khí tự nhiên để làm mát vỏ bên ngoài.
- Ứng dụng :
 - + Xử lý nhiệt
 - + Kiểm tra quá trình lão hoá
 - + Kiểm tra sự kết tụ ceramic
 - + Nung chảy mẫu

❖ **Thông số kỹ thuật:**

- Thể tích : 27 lít
- Nhiệt độ tối đa : 1800⁰C
- Nhiệt độ đạt được : 1750⁰C
- Cửa điều khiển điện tử
- Điều khiển bằng bộ vi xử lý PID hai dòng hiển thị (nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong lò)
- Kích thước trong (H x W x D) : 300 x 300 x 300 mm
- Kích thước ngoài (H x W x D) : 1630 x 1200 x 825 mm
- Công suất tối đa : 18Kw
- Trọng lượng : 494kg
- E : cửa được điều khiển bằng điện

❖ **Cung cấp bao gồm:**

- Lò nung 1800⁰C, model: UAF 18/27E, thể tích 27 lít
- Phụ kiện chuẩn
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + tiếng Anh

