

MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN BIBBY SCIENTIFIC(STUART) A4000

❖ **Model: A4000**

❖ **Nsx: Anh**

❖ **Tính năng sản phẩm:**

- Vận hành hoàn toàn tự động, dễ dàng. An toàn khi lắp ráp và bảo dưỡng
- Thiết kế thuận lợi để bàn hoặc treo tường
- Chất lượng nước đạt độ tinh khiết cao thích hợp dùng cho các ứng dụng thí nghiệm, phân tích và nghiên cứu
- Chung cất nhiệt độ thấp
- Vệ sinh máy dễ dàng và tự động chỉ với 1 thao tác
- Chức năng an toàn: Tự động tắt nguồn khi có sự quá dòng hoặc quá nhiệt
- Điện trở đốt nóng được bọc bảo vệ bằng lớp Silica
- Bộ phận thủy tinh bao gồm: Bình đun, bình ngưng tụ được thiết kế linh động, dễ dàng tháo lắp và vệ sinh
- Bộ cảm biến dòng có chức năng dò tìm bất kì sự sụt giảm nước và áp suất so với mực nước yêu cầu hoạt động sẽ tự động tắt máy trước khi gây ra sự quá dòng điện để bảo vệ điện trở
- Bình kiểm soát mực nước tuần hoàn rất hiệu quả với hoạt động của máy cất nước.
- Công suất cất nước tối đa: 4 lít/giờ



❖ **Chất lượng nước cất:**

- Độ pH: 5.0 – 6.5
- Độ dẫn điện: 1.0 – 2.0 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Điện trở suất: 0.5 – 1.0 $\text{M}\Omega\text{-cm}$
- Nhiệt độ nước cất: 25 – 35 $^{\circ}\text{C}$
- Không chứa Pyrogen

❖ **Đặc tính kỹ thuật:**

- Nước cấp: 1 lít/phút
- Áp lực nước: 3 – 100 Psi (20 – 700 kPa)
- Công suất tiêu thụ: 3kW
- Kích thước: rộng 550 x sâu 240 x cao 410 mm
- Nguồn điện: 220V, 50Hz, 1 pha