

MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN BIBBY SCIENTIFIC (STUART) W4000

❖ **Model: W4000**

❖ **Nsx: Anh**

❖ **Tính năng sản phẩm:**

- Cấu trúc bằng thủy tinh với điện trở bằng kim loại
- Thiết kế độc đáo đảm bảo hơi ngưng tụ tiếp xúc với ống sinh hàn trong thời gian dài nhất có thể. Đầu nối được tích hợp trên tất cả các kết nối ống nước, do đó có thể được gắn và gỡ bỏ một cách dễ dàng và an toàn mà không có nguy cơ bị vỡ.
- Tính năng an toàn bao gồm hai bảo vệ quá nhiệt độc lập để ngăn chặn quá nhiệt trong trường hợp nguồn cung cấp nước bị thiếu.
- Công suất cất nước tối đa: 4 lít/giờ

❖ **Chất lượng nước cất :**

- Độ dẫn điện: 3.0 – 4.0 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Độ pH: 5.0 – 6.0 pH
- Nhiệt độ nước cất: 25 - 35 °C
- Pyrogen free

❖ **Đặc tính kỹ thuật:**

- Điện trở đốt bằng kim loại
- Nước cấp: 1 lít/phút
- Áp suất nước cấp: 3 p.s.i ($0.2 \times 10^5 \text{ NM}^{-2}$)
- Tự động tắt máy trong trường hợp thiếu nước
- Điện trở suất, $\text{M}\Omega\text{-cm}$: 0.25-0.3
- Nguồn điện: 220V, 50Hz
- Công suất: 3Kw
- Kích thước: rộng 500 x sâu 150 x cao 450mm

