

MÁY ĐO pH CẦM TAY

Model: MP103 Hsx: Đài Loan

- Máy thiết kế với bộ vi xử lý tiên tiến, phím bấm màng chống nước.

- Chức năng đo pH, mV và nhiệt độ,

- Thang đo: pH: -2.00 – 16.00

Nhiệt độ: 0 - 110 °C

- Độ chính xác: pH: 0,01pH

Nhiệt độ: 0,2 °C

- Chức năng tự động hoặc bằng tay bù nhiệt trong khoảng từ 0 -100 °C

- Nguồn điện: Pin 9V

- Cung cấp bao gồm: máy chính, dung dịch chuẩn pH4&pH7, điện cực đo pH và nhiệt độ, pin 9V và hướng dẫn sử dụng

