

MÁY ĐO pH ĐỂ BÀN

Model: 3BW

Hsx: Mỹ

- Máy thiết kế với bộ vi xử lý tiên tiến, phím bấm màng chống nước.
- Chức năng đo pH, mV và nhiệt độ, kết nối máy vi tính.
- Màn hình hiển thị lớn với đèn nền, hiển thị cùng lúc giá trị đo pH, Nhiệt độ hoặc Mv



- ***Đặc biệt với chức năng tự động đọc cho hiển thị và giữ kết quả trên màn hình.***
- Lưu lên đến 64 giá trị đo trong bộ nhớ và có thể truyền số liệu đến máy vi tính.
- Thang đo: pH: 0.00 – 14.00
mV: 2.000mV
Nhiệt độ: -5 - 105 °C
- Độ chính xác: pH: 0,01pH
mV: 1
Nhiệt độ: 0,1 °C
- Chức năng tự động hoặc bằng tay bù nhiệt trong khoảng từ 0 -100 °C
- Nguồn điện: adaptor 220V.
- Bộ bao gồm: máy chính, dung dịch chuẩn pH4&pH7, điện cực đo pH và nhiệt độ, giá đỡ điện cực, adaptor AC/DC, cable nối máy vi tính và hướng dẫn sử dụng