

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT-3250B

❖ **Model: 3250B**

❖ **Nhà sản xuất: Singapore**

❖ **Đặc tính sản phẩm:**

- Dùng khuấy môi trường, độ đồng nhất nhiệt độ hoàn hảo.
- Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý
- Thiết kế nhỏ gọn, không chiếm nhiều diện tích.



- Bảng điều khiển: Nút nhấn điều chỉnh nhiệt độ cài đặt dễ quan sát, nút điều chỉnh tốc độ khuấy rpm có chia vạch.
- Tốc độ khuấy: 100 - 1200 vòng/phút
- Thể tích khuấy: 1.000 ml
- Nhiệt độ điều khiển lên đến 220⁰C
- Kích thước mặt khuấy: Dia. 150mm
- Công suất : 350W
- Nguồn điện : 220V – 50Hz
- **Cung cấp gồm:** Máy chính, Cá từ phủ PTFE, Hướng dẫn sử dụng