

MÁY LẮC NGANG HY-2

❖ **Model: HY-2**

❖ **NSX: Trung Quốc**

Tốc độ điều chỉnh linh hoạt phù hợp cho phòng thí nghiệm: thực vật học, sinh học, vi sinh, di truyền, virus, y học, bảo vệ môi trường, nghiên cứu giáo dục. Máy là mô hình sàn. Trọng tâm thấp, vì vậy máy có thể dao động ổn định



❖ **Đặc tính sản phẩm:**

- Kệ để ống thí nghiệm đáp ứng cho nhiều loại mẫu thí nghiệm cùng lúc
- Có hẹn giờ.
- Điều chỉnh tốc độ quy định, dễ dàng và an toàn để hoạt động.

❖ **Thông số kỹ thuật:**

- Thể tích bình: (Bình hình nón) :250ml x 13, 500ml x 9
- Công suất rung 60W
- Tần số dung 300 lần/ phút
- Dao động biên độ rung 20mm
- Thời gian đặt rung 0-120 phút
- Cầu chì ống bảo vệ $\Phi 6 \times 30$, 1A
- Nguồn cung cấp AC230V 50Hz
- Môi trường làm việc: Nhiệt độ: 5 – 40

Độ ẩm tương đối $\leq 80\%$