

MÁY LẮC TRÒN

❖ **Model: SR-10**

❖ **Nsx: Mỹ**

❖ **Đặc tính kỹ thuật:**

- Màn hình hiển thị tốc độ và thời gian lắc riêng biệt
- Máy lắc vòng với biên độ lắc: 22 mm
- Thang điều chỉnh tốc độ lắc: 40-350 vòng/phút
- Sử dụng nút analogue để điều chỉnh, thời gian, chọn chế độ hoạt động liên tục hoặc định thời gian lên tới 60 phút .
- Cài đặt thời gian lắc: 1 – 19giờ 59 phút hoặc chế độ vận hành liên tục.
- Tải trọng lắc tối đa: 2 kg
- Cơ cấu lắc: tròn
- Nguồn điện: 220V/50Hz

Cung cấp bao gồm :

- + Máy lắc
- + Mâm lắc
- + Dây điện nguồn
- + Hướng dẫn sử dụng

