

## MÁY LẮC TRÒN

❖ **Model: TTS-S20**

❖ **Nsx: Việt Nam**

❖ **Đặc tính kỹ thuật:**

- Điều chỉnh tốc độ lắc và thời gian riêng biệt
- Máy lắc vòng với biên độ lắc: 20 mm.
- Thang điều chỉnh tốc độ lắc lên đến 250 vòng/phút
- Cài đặt thời gian lắc hoặc chế độ vận hành liên tục.
- Mâm lắc lớn phù hợp lắc 20 bình x 250ml
- Tải trọng lắc lớn, tối đa: 20 kg
- Nguồn điện: 220V/50Hz

❖ **Cung cấp bao gồm :**

- Máy lắc
- Mâm lắc bình 250ml với thanh kẹp bình
- Dây điện nguồn.
- Hướng dẫn sử dụng

