

PHÂN CỰC KẾ TỰ ĐỘNG WZZ-2B

❖ **Model: WZZ-2B**

❖ **Xuất xứ: Trung Quốc**

❖ **Thông số kỹ thuật**

- Hiện thị: LCD

- Độ chính xác:

+ $\pm 0.02^\circ$ ($-15^\circ \leq \text{độ quay quang học} \leq 15^\circ$)

+ $\pm 0.05^\circ$ (độ quay quang học $< -15^\circ$ hoặc độ quay quang học $> 15^\circ$)

- Phạm vi đo: $-45^\circ \sim +45^\circ$

- Lặp lại: $\leq 0.01^\circ$

- Độ chính xác: $0.01^\circ + \text{đo giá trị } 0.05\%$

- Giá trị chỉ thị nhỏ nhất: 0.001°

- Nguồn sáng đơn sắc (đèn natri): bước sóng 589.44nm

- Ống đo: 200mm, 100mm

- Nguồn điện: 220V - 50Hz

- Kích thước: 730 x 450 x 370mm

- Trọng lượng: 32kg

