

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II

❖ Model: TTS-V900-CLASS2

❖ Nsx: Việt Nam

❖ Thông số kỹ thuật

- Thiết kế với 02 bộ lọc HEPA
- Dòng khí hồi lưu 70%, 30% khí còn lại được thổi qua lọc HEPA trước khi ra ngoài môi trường
- Điều khiển bằng vi xử lý về tốc độ đổi lưu khí, đóng mở cửa, đèn UV
- Vật liệu trong tủ: SS304
- Tốc độ dòng khí xuống: 0.3 - 0.5m/s
- Lưu lượng khí thoát: ~9m³/phút
- Tủ có 02 lọc HEPA hiệu quả lọc 99.997% hạt có kích thước 0.3um.
- Kích thước lọc HEPA đảm bảo cho 70% khí được hồi lưu
- Cường độ đèn chiếu sáng: >700 lux
- Độ ồn khi vận hành: <65dB
- Kích thước ngoài tủ: Dài 1000 x Rộng 700 x Cao 1420 (mm)
- Kích thước bàn làm việc :Dài 900 x Rộng 500 x Cao 450 (mm)
- Nguồn điện: 220V – 50Hz

