

TỦ ẤM CO₂

❖ **Model: CI-150-A**

❖ **Nsx: Humanlab- Hàn Quốc**

❖ **Đặc tính sản phẩm**

- Cảm biến CO₂ hiển thị số bằng tia hồng ngoại với chế độ điều hòa nhiệt độ và hiệu chuẩn điểm gốc tự động
- Bộ điều khiển vi xử lý PID hiển thị số có chức năng kiểm soát nhiệt độ một cách chính xác ở mức 60°C, báo hiệu thời gian, điều chỉnh tự động, báo nhiệt độ quá mức cho phép và khả năng tự bảo vệ đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng



❖ **Thông số kỹ thuật**

- Dung tích: 150 lít
- Kích thước khoang: 495 x 515 x 600 (mm)
- Vòng quay: Đối lưu tự nhiên
- CO₂: Khoảng 0 – 20%, độ chính xác là $\pm 0.1\%$ tại 37°C
- Cảm biến CO₂: NDIR hiển thị số
- Nhiệt độ: Khoảng 5 – 60°C, độ chính xác là $\pm 0.2\%$ tại 37°C
- Chất liệu: Thép không gỉ
- Cửa bên ngoài gắn từ, cửa trong bằng kính chịu nhiệt
- Bộ điều khiển và màn hình hiển thị: Bộ điều khiển PID hiển thị số và màn hình hiển thị LED
- Thiết bị an toàn: Chức năng báo quá nhiệt độ cho phép, bảo vệ máy, bộ ngắt rò rỉ
- Nguồn điện: 220V, 50-60Hz
- Kích thước ngoài: 660 x 645 x 1010 (mm)
- Trọng lượng: 130kg