

TỦ CẤY VI SINH THỞI NGANG

Model: TTS-H900

- **Thiết bị đạt tiêu chuẩn Mỹ, Class 100**
- Thiết kế bộ điều khiển bằng vi xử lý cho tốc độ quạt, đèn.
- Hiển thị tốc độ quạt thổi bằng LED.
- Ổ cắm điện có nắp che gắn bên trong tủ thích hợp cho việc dùng chung các thiết bị khác như: bộ tiệt trùng, kính hiển vi ...
- Mặt bàn làm việc bằng inox.
- Bộ lọc tinh HEPA có kích thước 0,3um với hệ số lọc không khí cao 99,999%.
- Bộ lọc thô thiết kế dễ dàng vệ sinh hoặc thay thế
- Lưới điều khí làm ổn định và đều khí trong buồng cấy
- Độ ồn < 62dB - Tốc độ khí thổi từ 0,3 – 0,5 m/s.
- Cường độ ánh sáng trong buồng làm việc > 400 lux.
- Tủ bao gồm: 01 đèn chiếu sáng, 01 đèn UV.
- Kích thước ngoài tủ: Dài 950 x Rộng 700 x Cao 1420 (mm).
- Kích thước bàn làm việc :Dài 900 x Rộng 500 x Cao 450 (mm)
- Nguồn điện: 220V – 50Hz

Kèm theo giấy kiểm tra chất lượng của nhà sản xuất



THÔNG SỐ KỸ THUẬT	TTS-H900 (MỘT NGƯỜI LÀM VIỆC)
Kích thước ngoài	(Dài x Rộng x Cao) 950x700x1420mm
Kích thước vùng làm việc	(Dài x Rộng x Cao) 900x500x450mm
Hệ số lọc	>99.99% (cho bụi 0,3µm)
Lưu tốc dòng khí	0,3 – 0,5m/s
Độ ồn	<60dB(A)
Độ rung	XYZ <2µm
Nguồn điện	220V-50Hz
Đèn UV	20Wx1
Đèn chiếu sáng	20Wx1

** Bộ điều khiển bằng vi xử lý * Mặt bàn làm việc bằng inox*

Bảo hành một năm thay thế

CÔNG TY TNHH KHKT THIÊN TRƯỜNG

62/17 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3
Web site: www.thientruong-lab.com

ĐT: 08.62867254 Fax: 08.37261283
E-mail: ml-scientific@hcm.fpt.vn