

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC F1000

❖ **Model: F1000**

❖ **Nsx: Đài Loan**

❖ **Tính năng sản phẩm:**

- Màn hình hiển thị LCD
- Quan sát tốc độ không khí trực tiếp bên trong tủ
- Được trang bị đèn UV để tiệt trùng không gian làm việc
- Có 6 mức độ điều chỉnh tốc độ không khí
- Bề mặt làm việc có thể dễ dàng tháo rời, thuận tiện cho việc vệ sinh
- Tốc độ không khí: 0,3 – 0,8 m/s
- Độ ồn: <60 dB
- Đèn huỳnh quang: 18W
- Đèn UV: 20W
- Cửa kính: kính dày 5mm, có thể điều chỉnh độ cao
- Cấu trúc bên ngoài làm bằng thép với lớp sơn phủ tĩnh điện
- Bên trong làm bằng lớp melanide, có chức năng chịu acid và chống kiềm
- Nguồn điện: 220V/50Hz

