

TỦ SẤY

❖ **Model:** XU-058 **Nsx:** Pháp

❖ **Đặc tính kỹ thuật:**

- Thể tích : 58 lít
- Đối lưu bằng quạt, đảm bảo độ đồng nhất cao.
- Nhiệt độ làm việc tối đa : 300⁰C
- Tốc độ gia nhiệt nhanh : 8⁰C/ phút
- Độ đồng nhất : +/- 1,2⁰C tại 105⁰C
- Độ chính xác : < +/-0.2⁰C
- Điều khiển bằng kỹ thuật số PID, hệ C3000.
- Thời gian làm việc được cài đặt tự động từ : 0 – 99h59min.
- Thời gian cài đặt độ trễ : 1 – 99h59min
- Vật liệu chế tạo : Bên trong bằng thép không gỉ, bên ngoài bằng thép sơn tĩnh điện
- Tốc độ đối lưu khí : 200M3/giờ
- Cung cấp kèm theo hai khay bằng thép không gỉ
- Nguồn điện : 220/240V – 50/60Hz.
- Công suất : 2000W
- Trọng lượng : 50Kg
- Cung cấp kèm theo : 02 kệ chứa mẫu
- Chân tủ có bánh xe di chuyển

