

TỦ SẤY CHÂN KHÔNG

❖ **Model: OV-70**

❖ **Hãng: Daihan – Hàn Quốc**

❖ THÔNG SỐ VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

- Thể tích: 70 lit.
- Màn hình hiển thị LCD
- Áp suất chân không: 10 – 750mmHg
- Nhiệt độ: môi trường + 5°C đến 200°C
- Độ chính xác nhiệt độ: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ tại 100°C
- Độ đồng nhất: $\pm 2\%$ tại 100°C .
- Tốc độ gia nhiệt:

50 phút đạt 100°C

90 phút đạt 150°C



- Bộ điều khiển vi xử lý, cài đặt dễ dàng bằng núm vặn.
- Thời gian: cài đặt đến 99giờ 59phút (có chức năng Delay và hoạt động liên tục)
- Chức năng an toàn: bảo vệ quá nhiệt, quá dòng và báo lỗi đầu dò
- Giao diện RS232 kết nối máy tính và máy in.
- Nguồn điện: 220V, 50Hz
- Kích thước trong: 400 x 435 x 400 mm
- Kích thước ngoài: 570 x 560 x 675 mm