

TỦ SẤY INOOV



❖ **Model: INOOV-9051**

❖ **Nsx: Singapore**

❖ **Thông số kỹ thuật**

- Dung tích: 56 lít
- Điều khiển bằng kỹ thuật số thông minh về nhiệt độ và thời gian
- Buồng làm việc thiết kế bằng thép không gỉ bóng, sáng
- Thang nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +10°C đến 200°C
- Độ phân giải nhiệt độ hiển thị: 0,1°C
- Nhiệt độ ổn định: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Nhiệt độ đồng đều: $\pm 2,5\%$ (tại 100°C)
- Điều khiển thời gian: 1 - 99 giờ
- Đối lưu không khí tự nhiên
- Công suất: 900W
- Nguồn điện: 220V-50Hz
- Bao gồm: 2 khay