


# TỦ CÂY VI SINH THỞ ĐỨNG

## ❖ Model : TTS – V 1000

- Thiết bị đạt danh hiệu cúp vàng Tech Mart Vietnam – Asean +3 năm 2009
- Thiết bị đạt tiêu chuẩn Mỹ, Class 100.
- Tủ dùng cho 02 người ngồi cấy ở 2 bên
- Điều chỉnh tốc độ khí thổi, đèn chiếu sáng và đèn UV bằng kỹ thuật số.
- Mặt bàn làm việc inox an toàn cho người sử dụng
- Buồng làm việc 4 mặt bằng kính CƯỜNG LỰC 10mm
- Bộ lọc tinh HEPA có kích thước 0,3 $\mu$ m , hệ số lọc 99,99%
- Bộ lọc thô thiết kế cho thay thế dễ dàng, lưới điều khí.
- Quạt thổi theo hướng từ trên xuống với độ ồn <58dB
- Điều chỉnh tốc độ khí thổi, đèn bằng kỹ thuật số.
- Đèn LED báo mức tốc độ quạt thổi
- Ổ cắm điện bên trong tủ có nắp che dùng để cấp nguồn hoạt động các thiết bị khác (kính hiển vi, bể tiệt trùng dụng cụ ...)
- Thiết bị tháo lắp dễ dàng, gọn, nhẹ.
- Tủ bao gồm : 01 đèn chiếu sáng , 01 đèn UV.
- Kích thước khoang làm việc :Dài 980 x Rộng 750 x Cao 490 mm
- Kích thước ngoài tủ: Dài 1000 x Rộng 720 x Cao 1420 mm
- Nguồn điện : 220V – 50Hz
- o **Tủ bao gồm chân bàn**



*Kèm theo giấy kiểm tra chất lượng của nhà sản xuất*

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	TTS-V1000 (HAI NGƯỜI HAI BÊN)
Kích thước ngoài	(Dài x rộng x cao) 1000x750x1420mm
Kích thước vùng làm việc	(Dài x rộng xCao) 980x720x490mm
Hệ số lọc	>99.99% (cho bụi 0,3 $\mu$ m)
Lưu tốc dòng khí	0,3 – 0,5m/s
Độ ồn	<60dB(A)
Độ rung	XYZ <2 $\mu$ m
Nguồn điện	220V-50Hz
Công suất	230W
Đèn UV	30Wx1
Đèn chiếu sáng	30Wx1

- \* Khoang làm việc bằng kính 10mm
- \* Mặt bàn làm việc bằng kính cường lực
- \* Chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện
  - \* Bộ điều khiển bằng vi xử lý
- \* Lọc sơ cấp bảo trì – thay thế dễ dàng.

